

Varenr. **Køretøjer** Beskrivelse Pris inkl. moms

GO-3 Go-Go Et 3 Traveller Plus el-scooter. 3 hjulet. Kører op til 7 km/t. Køredistance 15-20 km. Køreklar med forkurv og lader. 8.995,00



LM1-0010P Lite el-scooter 3 hjulet. Kører op til 12 km/t. Køredistance op til 40 km. Køreklar med forkurv, venstre sidespejl og lader. 16.995,00



V130XL-4 Victory 130XL el-scooter. 4 hjulet. Kører op til 15 km/t. Køredistance op til 35 km. Køreklar med forkurv, venstre sidespejl og lader. 22.495,00



E-130-0-100P Mini Crosser Nordic el-scooter. 3 hjulet eller 4 hjulet. Kører op til 15 km/t. Køredistance op til 40 km. Køreklar med forkurv, venstre sidespejl og lader. 3W: 28.995,00 4W: 30.995,00



M1-35G Mini Crosser M1-model el-scooter. 3 hjulet eller 4 hjulet. Kører op til 15 km/t. Køredistance op til 40 km. Batteri 56 Ah. Køreklar med forkurv og lader. Priser fra 3W: 49.995,00 4W: 53.995,00



M1-45B-CAB1-DK Mini Crosser M1-model el-scooter med kabine. Kører op til 15 km/t. Køreklar med kabine og lader. 69.995,00
 M1-45B-CAB2-DK Mini Crosser M1 4-hjulet med kabine, vinduesvisker, sprinkler og spejl. 74.995,00
 M1-45B-CAB3-DK Mini Crosser M1 4-hjulet med kabine, vinduesvisker, sprinkler, spejl og varmeanlæg. 89.995,00



medema[®]
www.medema.dk

Hovedkontor/Jylland: Langvadbjergvej 3 - 7400 Herning - Tlf: 70 10 17 55







Sjælland: Ådalen 9 - 4600 Køge - Tlf: 70 10 17 55

Fyn: Sivlandvænget 6 - 5260 Odense S - Tlf 70 10 17 55

Vi tager forbehold for trykfejl, samt ændringer i specifikationer og priser.

Senest rettet: 31-05-2010

Tilbehør

T-127-06-150	Stokkeholder til 2 stokke. Passer til Mini Crosser T model og Nordic.	575,00	
X5-0010	Stokkeholder til 2 stokke. Passer til Lite.	595,00	
T-127-06-148	Spejl til styrmontage. Højre. Passer til Mini Crosser T og Nordic.	240,00	
T-127-06-149	Spejl til styrmontage. Venstre. Passer til Mini Crosser T og Nordic.	240,00	
LMR-0055	Spejl til styrmontage. Højre og venster. Passer til Lite.	240,00	
T-127-06-160	Varekurv bagmonteret. Passer til Mini Crosser T, Nordic og Lite.	649,00	
T-127-06-135	Presening til el-køretøj. Passer til alle modeller. Kraftig materiale med elastikkant.	749,00	
T-127-06-129	Køreslag i termo-stof.	649,00	
T-127-06-168	Køreslag med fjederbøjle. Str. L Bredde: 82 cm - Længde: 110 cm	1195,00	

medema[®]
www.medema.dk

Hovedkontor/Jylland: Langvadbjergvej 3 - 7400 Herning - Tlf: 70 10 17 55

Sjælland: Ådalen 9 - 4600 Køge - Tlf: 70 10 17 55

Fyn: Sivlandvænget 6 - 5260 Odense S - Tlf 70 10 17 55

Vi tager forbehold for trykfejl, samt ændringer i specifikationer og priser.

Senest rettet: 31-05-2010

T-127-06-180	Køreslag med fjederbøjle. Str. XL Bredde: 108 cm - Længde: 120 cm	1195,00
T-127-06-137	Regnslag, Str. Voksen	665,00
T-127-07-042	Sædeovertræk voksen vandtæt	480,00
T-127-06-127	Kørepose str. M/L	1750,00
T-127-06-128	Kørepose str. XL	1750,00



medema[®]
www.medema.dk

Hovedkontor/Jylland: Langvadbjergvej 3 - 7400 Herning - Tlf: 70 10 17 55

Sjælland: Ådalen 9 - 4600 Køge - Tlf: 70 10 17 55

Fyn: Sivlandvænget 6 - 5260 Odense S - Tlf 70 10 17 55

Vi tager forbehold for trykfejl, samt ændringer i specifikationer og priser.

Senest rettet: 31-05-2010

Varenr.	Beskrivelse	Pris ekskl. moms	Pris inkl. moms
Lænestole			
FP-51	Lænestol Fitform Vario. Standard sædebrede 51 cm. Ryghøjde 82 cm. Standardfarve: Grå/sort	15.600,00	19.500,00
FP-51-H	Lænestol Fitform Vario Skind. Standard sædebrede 51 cm. Ryghøjde 82 cm. Standardfarve: Sort	19.800,00	24.750,00
P9-0003A	Forsendelse / levering af el-køretøjer / lænestole. Øvrige produkter sendes iht. Medemas gældende fragttakst.		357,00



Værd at vide

Hvor må man køre med en el-scooter?

El-scootere, som har en max. hastighed på op til 15 km/t, sidestilles færdselsmæssigt med cykler. Kører man max. 6 km/t (rask gang), må man køre på fortovej, ellers skal man køre som en cyklist på cykelsti eller i højre side af vejen. Vores el-scootere kræver ikke kørekort, cykelhjelm eller styrthjelm.

Hvordan er en el-scooter forsikret?

El-scootere dækkes normalt af den almindelige indboforsikring. De bør meddele Deres forsikringselskab, at De har fået en el-scooter.

Service og vedligeholdelse?

Vores el-scootere kræver ikke megen vedligeholdelse. De er monteret med vedligeholdelsesfrie batterier, som ikke skal efterfyldes med vand. Lufttrykket i dækkene bør kontrolleres ca. 1 gang om måneden. Dette kan gøres på alle tankstationer. Læs i øvrigt brugsanvisningen på produktet for mere uddybende information.

Værkstederne i vores salgsafdelinger er åbne:

Mandag - Torsdag: 07.00 - 15.00 samt fredag 07.00- 12.00 eller efter aftale.

Vi kan kontaktes på telefon nr. **70 10 17 55**.

Alle produkter er omfattet af købelovens almindelige regler.

medema[®]
www.medema.dk

Hovedkontor/Jylland: Langvadbjergvej 3 - 7400 Herning - Tlf: 70 10 17 55

Sjælland: Ådalen 9 - 4600 Køge - Tlf: 70 10 17 55

Fyn: Sivlandvænget 6 - 5260 Odense S - Tlf 70 10 17 55

Vi tager forbehold for trykfejl, samt ændringer i specifikationer og priser.

Senest rettet: 31-05-2010