

Stealth hovedstøtter

Stealth produktsortiment er udviklet for at få det optimale slutresultatet.

Produktene kendetegnes ved stor fleksibilitet og evnen til at positionere/give støtte akkurat der, hvor den behøves.

Vi får jævnlige tilbagemeldinger fra vore kunder på produktene.

For mange brugere resulterer produktene i en forbedret hverdag med bedre siddestilling og større mulighed for at spise/synke. Generelt kan produktene tilpasses både

manuelle og elektriske kørestole. Der er store udfordringer knyttet til hovedstøtte problematik.

Stealth præsenterer nye revolutionerende løsninger, som tager udfordringen alvorligt.

i2i

hoved- og nakkestøttesystem



Standard

- Bøjelige arme
- Nakkestøtte
- Hagestøtte stilbar
- Svingbar bagover
- Multiregulerbart hovedstøttebeslag
- Hovedstøtte og hovedstøttearme i et (ingen klemrisiko imellem disse)

i2i hovedstøtte overbeviser flere og flere. Vi får jævnlige tilbagemeldinger om, at denne hovedstøtte er en virkelig problemløser hvor hovedet falder frem, brugere som har svært ved at synke under spisning, brugere, som anstrenger sig for at holde hovedet i midterstilling bør prøve i2i. For mange har produktet forandret hverdagen totalt.

i2i Serien	
i2i280	XX-Small standard "armlængde" 12 cm
i2i380	X-Small standard "armlængde" 14 cm
i2i480	Small standard "armlængde" 18 cm
i2i580	Medium standard "armlængde" 20 cm
i2i680	Large standard "armlængde" 22 cm
i2i780	X-Large standard "armlængde" 24 cm
i2i481	Small kort arm "armlængde" 11 cm
i2i581	Medium kort arm "armlængde" 14cm
i2i681	Large kort arm "armlængde" 15 cm
i2i781	X-Large kort arm "armlængde" 16 cm

Comfort hovedstøtte

Standard

- Hovedstøtte
- Multiregulerbart hovedstøttebeslag



Comfort	
CPN380	Comfort Small, polster bredde 15 cm
CP280	Comfort Medium, polster bredde 25 cm
CP180	Comfort Large, polster bredde 35 cm
CP580	Comfort X-Large, polster bredde 47 cm

Comfort hovedstøtten giver behagelig støtte for hovedet, og er velegnet på de fleste stole. Den er yderst komfortabel også til stole med tilt.

Lateral hovedstøtte



Standard

- Bøjelige "vinger"
- Nakkestøtte
- Multiregulerbart hovedstøttebeslag

Lateral nakkestøtte giver støtte for nakke/hoved. Løsningen opfattes som meget lidt synlig og har på de større modeller bøjelige lateralstøtter.

Lateral	
AP180	Lateral X-Small, største bredde 16 cm
AP280	Lateral Small, største bredde 18 cm
AP380	Lateral Medium, største bredde 22 cm
AP480	Lateral Large, største bredde 25 cm
AP580	Lateral X-Large, største bredde 28 cm

Combo hovedstøtte



Standard

- Stilbare "vinger"
- Hovedstøtte
- Multiregulerbart hovedstøttebeslag

Combo hovedstøtte er velegnet til brugere som har behov for forskellig sidevejs støtte i løbet af dagen. Combo giver mulighed for forskellig støtte på venstre og højre side.

Combo	
CB318	Combo Small, B: 8 cm x H: 6 cm
CB308	Combo Large, B: 15 cm x H: 9 cm
CB328	Combo X-Large, B: 15 cm x H: 16 cm

Ultra Combo

Standard

- Stilbare "vinger"
- Hovedstøtte
- Multiregulerbart hovedstøttebeslag
- Stilbar nakkestøtte



Ultra Combo hovedstøtte er velegnet til brugere som har behov for forskellig sidevejs støtte i løbet af dagen. Ultra Combo leveres med nakkestøttepude, som aflaster nederste del af nakken

Ultra Combo	
ULTRACOM-SMALL	Ultra Small Combo hovedstøtte+nakkestøttepude (17,5x5,5)
ULTRACOM-LARGE	Ultra Large Combo hovedstøtte+nakkestøttepude (21x6,5)

Ultra Serien



Ultra vist i standard konfiguration



Ultra vist med i2i lav profil

Ultra systemet kan aflaste hoved og giver god nakkestøtte. Den dybdejusterbare hovedpude tillader at nakkestøtten er eneste kontaktpunkt i opret, siddende position.

Bruger kan selv vælge at lægge hovedet tilbage og hvile mod hovedpuden. Det multiregulerbare beslag på hovedpuden gør det også muligt at stoppe en ekstensionsspasme, således at nakke-

støtten forbliver i opret position under spasmen. Nakkestøtten kan skiftes ud med i2i polster i lavprofil. Denne kombination giver fordelene ved i2i, samtidig med at ekstensions-spasmen kan dæmpes ved hjælp af hovedpuden.

Standard

- Hovedpude
- Nakkestøtte
- Multiregulerbart hovedstøttebeslag

Ultra Serien	
ULTRA-SMALL	Ultra Small m/hovedpude 15x9 cm +nakkestøttepude 17,5x5,5 cm
ULTRA-MEDIUM	Ultra Medium m/hovedpude 15x9 cm +nakkestøttepude 21x6,5 cm
ULTRA-LARGE	Ultra Large m/hovedpude 15x9 cm +nakkestøttepude 26x6,5 cm
Alternative ULTRA	
520	Hovedpude alternativ, 7,5x7,5 cm
510	Hovedpude alternativ, 11x5 cm
620	Nakkestøttepude forlænget, 7x26 cm
i2i470+CP	Hovedst.polster i2i S m/stilbare arme, lav profil, "arm" 18 cm
i2i570+CP	Hovedst.polster i2i M m/stilbare arme, lav profil "arm" 20 cm
i2i670+CP	Hovedst.polster i2i L m/stilbare arme, lav profil "arm" 22 cm
i2i770+CP	Hovedst.polster i2i XLm/stilbare arme, lav profil "arm" 24 cm

Tone Deflector



Tone Deflector (spasme-afleder) er seneste nyhed fra Stealth. Beslaget kan monteres på alle Stealth's hovedstøttemodeller på nær Comfort-serien.

Med Tone Deflector kan man under en spasme vride sig ud af midtlinjen og hovedstøtten følger med. Når spasmen er ovre, finder hovedstøtten igen midtlinjen. Løsningen er nyskabende og viser fremfor alt, at det er brugers behov og komfort, som er i fokus for udviklingen.

Tone Deflector	
TD-100	Spasme afleder "Tone Deflector"
	Passer alle modeller på nær Comfort serien

Udsvingbare lateralstøtter

Selv ved rigtigt valg af hovedstøttetype kan der ofte være behov for en hjælpende hånd. Lateral sidestøtte er netop det. Her kan du bestemme nøjagtig, hvor du vil give støtten,

uanset om det er på siden af hovedet, for ikke at falde til siden, eller foran på panden for ikke at falde fremover. Når løsningen er strammet til, kan den enkelt svinges ud.

Dette er praktisk ved ind/udstigning af stolen og ved forskellige aktiviteter. Løsningen giver også mulighed for at montere forskellige trykknapper samme udsvingbare beslag.



Udsvingbare lateral støtter	
SUS9B	Udsvingbare multiregulerbare lateral/sidestøtter, par (puder 7x5) t/ hoved, komplet med arme og polster (passer til alle modeller, på nær Comfort mod)
CPS9-B	Udsvingbare multiregulerbare lateral/sidestøtter, par (puedr7x5) t/ hoved komplet med arme og polster (passer til Comfort serien)
900	Lateralpude, stk alternativ (11x5) bøjelig (rund ring)
920	Lateralpude, stk alternativ (16x5,5) bøjelig (rund ring)
930	Lateralpude, stk alternativ (16x3,5) bøjelig (firkantet beslag)
SU264	Arm, lang, stk (afkortes ved behov) (33cm)
ESM	Arm til tryknap (afkortes ved behov) (33cm)
ST-F8675	Arm til tryknap Stealth kpl
ESBLK	Tryknap/Egg switch sort, stk


Stealth sidestøtter



Klemmebeslag
Leveres i mange forskellige størrelser

Stealth sidestøtter udmærker sig ved design og funktion. Ved daglig brug er sidestøttepolsteret kun lidt synlig og sidestøttebeslaget fylder minimalt mellem overkrop og arm. Vælg først det korrekte beslag til stolen og derefter korrekt polsterstørrelse til brugeren. Alle sidestøttebeslagene er udsvingbare, hvilket er en hjælp ved ind og udstigning af stolen, samt

sidevejs forflytning. Systemet bygger på led, som gør det muligt at opnå den rette vinkel helt ned til selv smalle brugere. Ved scoliose er det normalt en stor udfordring at tilpasse en sidestøtte. Vælger du Stealth m/kugleled (vist nedenfor, højre) får du i tillæg kugleledsregulering på sidestøttepolsteret, hvilket gør det muligt at følge kroppens anatomi.



Rillebeslag
Kan tilpasses alle stolerygge med flad basisplade.



Ekstra led



Polster 6x8, 9x9 eller 11x15 cm



Polster 11x15 eller 13x18 cm

Sidestøtter udsvingbare (komplette)	
TWBNL-TUB-H	Sidestøtte Small 9x9 m/ 17mm klemme højre
TWBNL-TUB-V	Sidestøtte Small 9x9 m/ 17mm klemme venstre
TWBLTUB-H	Sidestøtte Large 13x18 m/ 20mm klemme højre
TWBLTUB-V	Sidestøtte Large 13x18 m/20mm klemme venstre
TWBNL-TRK-H	Sidestøtte Small 9x9 m/ rillebeslag højre
TWBNL-TRK-V	Sidestøtte Small 9x9 m/ rillebeslag venstre
TWBL-TRK-H	Sidestøtte Large 13x18 m/rillebeslag højre
TWBL-TRK-V	Sidestøtte Large 13x18 m/rillebeslag venstre
Polster (alternative) tillæg	
TWBNL-5x16-TIL	Polster (alternativ) 5x16, sidestøtte Small, stk
TWBNL-6x8-TIL	Polster (alternativ) 6x8, sidestøtte Small, stk
TWBL-11x15-TIL	Polster (alternativ) 11x15 sidestøtte Large, stk
	(Originale og ekstra følger med) (kun ved kpl.best)
Klemmefester (alternative) tillæg	
TWBNL-CMC-22-TIL	Klemmebeslag, Small 20mm (20-22mm rør), stk
TWBNL-CMC-25-TIL	Klemmebeslag, Small 23mm (23-25mm rør), stk
TWBL-CMC-19-TIL	Klemmebeslag, Large 17mm (17-19mm rør), stk
TWBL-CMC-25-TIL	Klemmebeslag, Large 23mm (23-25mm rør), stk
	(Originale og ekstra følger med) (kun ved kpl.best)
TWBL-FSC-11x15-R	Sidestøtte Large m/ kugleled og 20mm klm højre
TWBL-FSC-11x15-L	Sidestøtte Large m/ kugleled og 20mm klm venstre
TWBL-FSC-11x15-TR	Sidestøtte Large m/ kugleledskinnefæste højre
TWBL-FSC-11x15-TR	Sidestøtte Large m/ kugleledskinnefæste venstre
	Alternativ polster eller klemmebeslag – se ovenfor
TWBNL-LINK	Led ekstra, for sidestøtter Small
TWBL-LINK	Led ekstra for sidestøtter Large

Stealth bestillingsdata

Hodestøtte I2I Serien	
i2i280	XX-Small standard 12 cm
i2i380	X-Small standard "armlængde" 14 cm
i2i480	Small standard "armlængde" 18 cm
i2i580	Medium standard "armlængde" 20 cm
i2i680	Large standard "armlængde" 22 cm
i2i780	X-Large standard "armlængde" 24 cm
i2i481	Small kort arm "armlængde" 11cm
i2i581	Medium kort arm "armlængde" 14 cm
i2i681	Large kort arm "armlængde" 15 cm
i2i781	X-Large kort arm "armlængde" 16 cm
Beslag til fast ryg	Beslag er inkluderet i alle hovedstøttemodeller
Multireguler. beslag	Inkluderet i alle hovedstøtte modeller
TD-100	Spasme afleder "Tone Deflector"
	Passer alle modeller, på nær Comfort serien
SBM-SIM	Beslag til Simba/ABC ryg alle modeller, løst
Simba Hodest. kompl	Påfør – SIM efter art nr, for eksempel (i2i480-SIM)
	(-SIM) kan bruges efter alle hovedstøtte nr
7-PIECE	Værktøjssæt Stealth komplet, tommer
Hovedstøtte Lateral/Combo/Comfort serien	
AP180	Lateral X-Small, største bredde 16 cm
AP280	Lateral Small, største bredde 18 cm
AP380	Lateral Medium, største bredde 22 cm
AP480	Lateral Large, største bredde 25 cm
AP580	Lateral X-Large, største bredde 28 cm
CB318	Combo Small, B: 8 cm x H: 6 cm
CB308	Combo Large, B: 15 cm x H: 9 cm
CB328	Combo X-Large, B: 15 cm x H: 16 cm
CPN380	Comfort Small, polster bredde 15 cm
CP280	Comfort Medium, polster bredde 25 cm
CP180	Comfort Large, polster bredde 35 cm
CP580	Comfort X-Large, polster bredde 47 cm
Hovedstøtte Ultra Serien	
ULTRA-SMALL	Ultra Small m/hovedpude (15x9) + nakkestøttepude (17,5x5,5)
ULTRA-MEDIUM	Ultra Medium m/hovedpude (15x9) + nakkestøttepude (21x6,5)
ULTRA-LARGE	Ultra Large m/hovedpude (15x9) + nakkestøttepude (26x6,5)
	(S=NP610)(M=NP600)(L=NP620)(S+M+L=HP500)
Alternativer ULTRA	
520	Hovedpude alternativ (7,5x7,5)
510	Hovedpude alternativ (11x5cm)
620	Nakkestøttepude forlænget (7x26cm)
i2i470+CP	Hovedst.polster i2i S m/stilbare arme, lav profil (arm 18cm)
i2i570+CP	Hovedst.polster i2i M m/stilbare arme, lav profil (arm 20cm)
i2i670+CP	Hovedst.polster i2i L m/stilbare arme, lav profil (arm 22cm)
i2i770+CP	Hovedst.polster i2i XLm/stilbare arme, lav profil (arm 24cm)
	Hovedstøttepulster i2i kombineres med Ultra ved fjerne nakkestøttepude og erstatte denne med i2i lavprofil hovedstøttepulster. Nakkehøjde ca 50% af std i2i hovedstøtte. Modellen har stilbar "armbredde" m/skrue.
ULTRACOM-SMALL	Ultra Small Combo hovedstøtte+nakkestøttepude (17,5 x 5,5)
ULTRACOM-LARGE	Ultra Large Combo hovedstøtte+nakkestøttepude (21 x 6,5)
	Nakkepudemål taget u/ vinger (S=13,5x8)(L=15x9,5)
Udsvingbare lateral støtter	
SUS9B	Udsvingbare multiregulerbare lateral/sidestøtter, par (puter 7x5) f/ hode, komplet med arme og polster (passer til alle modeller, på nær Comfort Serien)
CPS9-B	Udsvingbare multiregulerbare lateral/sidestøtter, par (puder7x5) t/ hoved komplet med arme og polster (passer til Comfort serien)

Stealth bestillingsdata

Puder (alternative) til udsvingbare lateralskiver til hoved	
900	Lateralpude, stk alternativ (11x5) bøjelig (rund ring)
920	Lateralpude, stk alternativ (16 x 5,5) bøjelig (rund ring)
930	Lateralpude, stk alternativ (16 x 3,5) bøjelig (firkant beslag)
Arm (alternative) til udsvingbare lateralskiver til hoved/ trykknop	
SU264	Arm, lang, stk (afkortes ved behov) (33cm)
ESM	Arm til trykknop (afkortes ved behov) (33cm)
ST-F8675	Arm til trykknop Stealth kpl
ESBLK	Trykknop/Egg switch sort, stk
ESRED	Trykknop/Egg switch rød, stk
ESYEL	Trykknop/Egg switch gul, stk
ESGRN	Trykknop/Egg switch grøn, stk
ESBLU	Trykknop/Egg switch blå, stk
Sidestøtter udsvingbare (komplette)	
TWBNLTUB-H	Sidestøtte Small 9x9 m/ 17mm klemme højre
TWBNLTUB-V	Sidestøtte Small 9x9 m/ 17mm klemme venstre
TWBLTUB-H	Sidestøtte Large 13x18 m/ 20mm klemme højre
TWBLTUB-V	Sidestøtte Large 13x18 m/20mm klemme venstre
TWBNLTRK-H	Sidestøtte Small 9x9 m/ rillebeslag højre
TWBNLTRK-V	Sidestøtte Small 9x9 m/ rillebeslagvenstre
TWBLTRK-H	Sidestøtte Large 13x18 m/rillebeslag højre
TWBLTRK-V	Sidestøtte Large 13x18 m/rillebeslag venstre
Polster (alternative) tilæg	
TWBNL5x16-TIL	Polster (alternativ) 5x16, sidestøtte Small, stk
TWBNL6x8-TIL	Polster (alternativ) 6x8, sidestøtte Small, stk
TWBL11x15-TIL	Polster (alternativ) 11x15 sidestøtte Large, stk
	<i>(Originale og ekstra følger med) (kun ved kpl.best)</i>
Klemmefester (alternative) tilæg	
TWBNL-CMC-22-TIL	Klemmebeslag, Small 20mm (20-22mm rør), stk
TWBNL-CMC-25-TIL	Klemmebeslag, Small 23mm (23-25mm rør), stk
TWBL-CMC-19-TIL	Klemmebeslag, Large 17mm (17-19mm rør), stk
TWBL-CMC-25-TIL	Klemmebeslag, Large 23mm (23-25mm rør), stk
	<i>(Originale og ekstra følger med) (kun ved kpl.best)</i>
TWBL-FSC-11x15-R	Sidestøtte Large m/ kugleled og 20mm klm højre
TWBL-FSC-11x15-L	Sidestøtte Large m/ kugleled og 20mm klm venstre
TWBL-FSC-11x15-TR	Sidestøtte Large m/ kugleled rillebeslag højre
TWBL-FSC-11x15-TR	Sidestøtte Large m/ kugleled rillebeslag venstre Alternativ polster eller klemmebeslag – se ovenfor
Sidestøtter for Simba (2 ekstra link medfølger)	
TWBNLMS61	Sidestøtter udsvingbare par 5x16, monteret i rillebeslag
TWBNLMS32	Sidestøtter udsvingbare par 6x8, monteret i rillebeslag
TWBNLMS33	Sidestøtter udsvingbare par 9x9, monteret i rillebeslag
TWBLMS35	Sidestøtter udsvingbare par 11x15, monteret i rillebeslag
<i>Sidestøtter for Simba og ABC (2 ekstra link medfølger)</i>	
TWBNLMSAS61	Sidestøtter udsvingbare par 5x16, monteret i rygprofil
TWBNLMSAS32	Sidestøtter udsvingbare par 6x8, monteret i rygprofil
TWBNLMSAS33	Sidestøtter udsvingbare par 9x9, monteret i rygprofil
TWBLMSAS35	Sidestøtter udsvingbare par 11x15, monteret i rygprofil
	(Vælg TWBNL for ABC str 1-3, alt TWBL str. 3)
Led (ekstra) til hovedstøtte og sidestøtter	
TWB-LINK	Led ekstra, til hovedstøtte – alle modeller
TWBNL-LINK	Led ekstra, til sidestøtter Small
TWBL-LINK	Led ekstra til sidestøtter Large
KIT-MEDEMA	Demo kit Stealth inkluderet: 2 komplette hovedstøttebeslag, det ene med flip down til i2i. Ultra link løsning med pads 500, 600, 610, 620 + SUS9B. Combo polster Small + Large, i2i polster 250, 350, 450, 550, 570, Comfortpolster CP150, CP250 + CPS9-B, AP polster 350, 450, 550, Sidestøtter TWBL-FSC 11x15 par, Sidestøtter små 9x9 polster, par, Sidestøtter store 13x18 polster, par, + diverse klemmebeslagværktøj.