

Læg vejen forbi med Mini Crosser...



Den lille el-scooter er velegnet både inde og ude – den er utrolig manøvreduktig og enkel at betjene. På en opladning kan den køre 40 km med en fart på op til 10 km/t på fast underlag som eksempelvis fortov og cykelsti.

Mini Crosser Lite tilsluttes en almindelig stikkontakt, når den skal oplades. Skal man køre langt eller på tur, kan opladeren naturligvis tages med, eller man kan købe et ekstra sæt batterier. Som standard leveres Mini Crosser Lite med cykelkurv, drejbart sæde og vedligeholdelsesfrie batterier.

Mod merpris kan leveres stokkeholder for to stokke, rollatorholder, punkterfrie dæk samt kurv bag på sædet.

Mini Crosser Lite fås i en 3-hjulet og en 4-hjulet version. Den 3-hjulede version har en meget lille venderadius og er derfor særlig velegnet for kørsel i hjemmet. Den 4-hjulede version har større stabilitet, men også større venderadius. Den 4-hjulede version er at foretrække ved kørsel i ujævnt terræn.



Stuvning i bagagerum
- adskilles uden brug af værktøj



Hvorhen du vil...

Mini Crosser Lite er som standard udstyret med:

- Elektrisk horn, blinklys og lys foran og bagpå
- Når gashåndtaget slippes, bremses automatisk (motorbremse + magnetbremse)
- Ekstra hjulsæt bagpå (antikip) beskytter mod at tippe bagover
- Hastigheden reguleres trinløst 0-10 km/t. Bakhastighed er maks. 4 km/t
- Baghjulaffjedret
- Sædet kan drejes og justeres i højden
- Styret kan indstilles
- Armlænene kan slås op, så det er lettere at komme af og på

Mini Crosser LITE - Ekstraudstyr

Tekniske specifikationer:

Mini Crosser LITE	3-hjulet	4-hjulet
Længde	1,18 m	1,18 m
Bredde	0,62 m	0,62 m
Frihøjde under køretøj	9 cm	9 cm
Sædehøjde fra fodbræt	37-49 cm	37-49 cm
Dæktryk for/bag	2,5 bar	2,5 bar
Maks. hastighed, frem	10 km/t	10 km/t
Maks. hastighed, bak	4 km/t	4 km/t
Stigeøve, dynamisk/stabil	60/11%	60/11%
Maks. stigeøve, frem	100/17%	100/17%
Batterikapacitet	33 Ah/C5	33 Ah/C5
Maks. kantstøshøjde	9 cm	9 cm
Maks. køredistance	38 km	38 km
Vægt med 2 batterier	94 kg	97 kg
Drejeradius	1,03 m	1,47 m
Max. personvægt	130 kg	130 kg



T-127-06-135 Presenning



Køreslag. Termo.
(Varenr. S5-0145).



Kørepose. Str. M.
(Varenr. K5-0025).
Str. XL.
(Varenr. K5-0026).



Rollatorholder.
(Varenr. S5-0210).



Styrepanel.

1. Hastighedsregulering
2. Batteriindikator
3. Nøgle
4. Frem/bak håndtag med gasregulering
5. Hornkontakt
6. Lyskontakt
7. Kontakt for nødblink
8. Blinklyskontakt



Stor varekurv.
(Varenr. K5-0050).



Stokkeholder.
(Varenr. K5-0040).

Varenr.	HMI-nr.	Varenavn
LM1-0010	39616	Lite 3-hjulet med batterier og sæde.Uden lader
LM1-0020	41032	Lite 4-hjulet med batterier og sæde.Uden lader
X5-0010		Stokkeholder (dobbelt) til 2 stokke
5-0010		Varekurv bagmontering
T-127-06-129	19202	Køreslag termo
T-127-06-127	17330	Kørepose str. M/L
T-127-06-135		Presenning
S5-0210	30063	Rollatorholder
SR-03977		Lader 5a Calyso
K3-0050		Lader 5a JKM