



# MINI CROSSER

## MaxX



**Råstærk og terrængående elscooter**

# Råstærk og terrængående elscooter...

Mini Crosser model MaxX er konstrueret for personvægt op til 200 kg. MaxX har 2-motors drift, hvilket giver køretøjet ekstrem motorkraft. MaxX er det naturlige valg, når du skal kunne køre "Off-Road" hvor der er stejlt i f.eks. skove og på stier. MaxX er udstyret med ekstra store terrænhjul, som sikrer brugeren optimal fremkommelighed. MaxX er velegnet til aktive børn, unge og voksne, der stiller store krav til råstyrke, holdbarhed og sikkerhed. MaxX kan også leveres som Juniormodel med f.eks. styrtøjle, sikkerhedssele, specialfarve m.m.



## Tekniske specifikationer

### MINI CROSSER MaxX 4-hjulet

Anvendelsesområde:	Offroad
Klassificering ISO:	C/B *
Personvægt, max.:	200 kg
Egenvægt køretøj:	195 kg
Motordrift, antal:	2
Hastighed:	10 km/t
Batterikapacitet:	75 / 24 V
Kørestrækning op til:	25 km **
Stigeevne:	16 gr
Max. kantstenshøjde:	12 cm
Hjulstørrelse, for:	13x5.00 - 6 (Ø 340 mm)
Hjulstørrelse, bag:	530/4.50 - 6 (Ø 360 mm)
Dæktype:	Golf (for) + Offroad (bag)
Dæktryk:	2.8 bar (for) 2.5 bar (bag)
Frikobling:	Elektronisk + manuel
Længde:	140 cm
Bredde:	68 cm
Sædebredde:	op til 70 cm
Sædehøjde fra fodplade:	45 - 53 cm
Venderadius:	127 cm

\* Klassificering af MaxX: Personvægt op til 150 kg = Klasse C og fra 150-200 kg = Klasse B

\*\* Kørestrækningen er afhængig af personvægt, temperatur, underlag, batteriernes alder m.m.



Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i tekniske specifikationer.

IKKE TIL SALG I USA OG CANADA

# medema®

Medema Danmark AS · Telefon +45 70 10 17 55  
Afdelinger: Herning · Køge · Odense  
E-mail: info@medema.com · www.medema.dk