



MINI CROSSER

Minibil - elscooter med kabine



Bevægelsesfrihed i al slags vejr



Tekniske specifikationer

MINI CROSSER KABINE II	130T - 4W	140T - 4W
Anvendelsesområde:	»Hele året«	»Hele året«
Klassificering ISO:	B	B
Personvægt, maks.:	120 kg	120 kg
Egenvægt køretøj:	220 kg	256,5 kg
Motordrift, antal:	1	1
Hastighed:	15 km/t	15 km/t
Batterikapacitet:	75 / 24V	110 / 24V
Kørestrækning op til:	40 km *	70 km *
Stigeevne:	8 gr. / 14%	8 gr. / 14%
Max. kantstenshøjde:	10 cm	10 cm
Hjulstørrelse, for:	3.40 - 3.00 - 8 (Ø 340 mm)	3.40 - 3.00 - 8 (Ø 340 mm)
Hjulstørrelse, bag:	3.40 - 3.00 - 8 (Ø 340 mm)	3.40 - 3.00 - 8 (Ø 340 mm)
Dæktype:	Alm.	Alm.
Dæktryk:	3,5 bar (for + bag)	3,5 bar (for + bag)
Frikobling:	Manuel	Manuel
Længde:	160 cm	160 cm
Bredde:	70 cm	70 cm
Højde:	162 cm	162 cm
Sædebredde:	maks. 55/60 cm (m./u. armlæn)	maks. 55/60 cm (m./u. armlæn)
Sædehøjde fra fodplade:	40 - 50 cm	40 - 50 cm
Venderadius:	127 cm	130 cm
Bremselys:	Ja	Ja



Mobilitet er udtryk for frihed...

Minibilen fra Mini Crosser er konstrueret over en 4-hjulet elscooter, der er blevet monteret med en praktisk og elegant kabine. Kabinen gør det muligt at få optimalt køreglæde og udbytte af køretøjet hele året rundt, da den kan leveres med specialudstyr som varmeanlæg, sprinkleranlæg og vinduesvisker m.m.

Mini Crosser har siden starten af 1980'erne produceret og udviklet elscootere specielt til nordisk klima og terræn. Allerede i midten af 1990'erne begyndte Mini Crosser at udvikle og teste en minibil, og i dag er Mini Crossers elscooter med kabine den mest solgte indenfor sit segment i hele Skandinavien.

Bemærkninger: * Kørestrækningen er afhængig af personvægt, temperatur, vind og vejr, underlag, batteriernes alder m.m.

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i specifikationer.



medema®

Medema Danmark AS · Telefon +45 70 10 17 55

Afdelinger: Herning · Køge · Odense

E-mail: info@medema.com · www.medema.dk