



Mini Crosser TJ med joystick-styring – NYHED

- nu kan alle køre Mini Crosser

Mini Crosser leveres nu også i en udgave med joystick-styring. Dette giver nye og næsten ubegrænsede muligheder for tilpasning. Stolen kan benyttes af brugere, med begrænset arm- og håndkraft, der ellers ikke kan bruge en el-scooter med konventionel styring. Dette gælder i øvrigt for både voksne og børn.

Meget stort tilbehørs- og sædesortiment. Stort set alle tilbehørs- og sædevarianter for både Mini Crosser og Jazzy kan benyttes, således at man kan foretage næsten enhver tilpasning med standardudstyr.

Både til børn og voksne

Mini Crosser TJ kan udstyres med et stort antal forskellige sæder og er velegnet både til børn, unge og voksne.



T-125W-TJ har som standard:

- Ergosæde i skai, sb. 45 cm, sd. 32-52 cm
- Sædet er udstyret med elastiske gjorde
- Glideskinne
- Kan drejes 360 grader
- Højdejusterbart fra 42 til 52 cm
- Justerbar rygvinkel
- Dybde- og højdejusterbare opklappelige armlæn
- Dynamic G80A styreboks
- Normalt udstyret med 2 x 56 Ah batterier
- Mål som model T-125-4W

Eksempel på Mini Crosser TJ med joystick-styring tilpasset børn. Her bl.a. udstyret med styrbøjle, ryg med sidestøtte og knæ, hovedstøtte, forhøjet fodplade og ekstra brede hjul.

Varenummer	HMI-nr.	Varenavn
T-125W-J		MC 125TJ-4W med joystick

Vi anbefaler, at alle Mini Crosser TJ udstyres med antikiphjul for at opnå maksimal sikkerhed i alle sædepositioner.