



medemagruppen

Nyhed Rollator til
udendørs brug!



medemagruppen

MALTE / MALTE Outdoor 2018

Malte / Malte Outdoor

- Den kompakte og alsidige bagudvendte rollator!



Malte Outdoor er den eneste rollator vi kender til, som er testet og godkendt til udendørs brug. Den er naturligvis testet efter EN-12182, den har også bestået EN ISO 11199-2:2005 og EN ISO 11199-3:2005, som er kravene for Udendørs brug.

MALTE er et ganghjælpemiddel som er egnet for mindre børn og videre op i teenageårene. **MALTE** er en kompakt rollator. Den åbne rammefront giver stabilitet og bevægelsesfrihed.

De individuelle højde- og bredde justerbare håndtag gør det enkelt at tilpasse rollatoren til brugeren.

Den enkle sammenklappelige ramme tager ganske lidt plads under transport og opbevaring.

Den justerbare hoftestøtte tillader korrigerende og støtter ved såvel stå som gangfunktion og kan enkelt fungere som rygstøtte.



Fylder ganske lidt når den er sammenklappet

Alle modeller er med baksparre, retningsparre og slæbebremse som standard.

	MALTE Str 1	MALTE Str 2	MALTE Str 3	MALTE Str 4	MALTE Outdoor Str 1	MALTE Outdoor Str 2	MALTE Outdoor Str 3	MALTE Outdoor Str 4
Højde håndtag	34 - 58 cm	51 - 75 cm	68 - 94 cm	87 - 113 cm	34 - 58 cm	51 - 75 cm	68 - 94 cm	87 - 113 cm
Højde underarmsstøtter	46 - 70 cm	63 - 87 cm	79 - 103 cm	98 - 124 cm	46 - 70 cm	63 - 87 cm	79 - 103 cm	98 - 124 cm
Bredde mellem håndtag	22 - 36 cm	30 - 44 cm	38 - 52 cm	43 - 57 cm	22 - 36 cm	30 - 44 cm	38 - 52 cm	43 - 57 cm
Sædehøjde	33 cm	45 cm	60 cm	70 cm	33 cm	45 cm	60 cm	70 cm
Total bredde	51 cm	61 cm	68 cm	75 cm	56 cm	66 cm	73 cm	75 cm
Total længde	58 cm	70 cm	77 cm	87 cm	66 cm	75 cm	82 cm	87 cm
Ramme højde (sammenklappet)	25 cm	32 cm	34 cm	37 cm	25 cm	32 cm	34 cm	37 cm
Transportmål (L x B x H)	58 x 51 x 25 cm	70 x 61 x 32 cm	77 x 68 x 34 cm	87 x 75 x 37 cm	66 x 56 x 25 cm	75 x 66 x 32 cm	82 x 73 x 34 cm	90 x 78 x 40 cm
Maks brugervægt	30 kg	50 kg	75 kg	100 kg	30 kg	50 kg	70 kg	100 kg
Vægt	6 kg	7,1 kg	8,5 kg	9,5 kg	6,8 kg	9,2 kg	10,4 kg	11,4 kg



Forhjul med integreret retningspærre er standard.



MALTE Outdoor er udstyret med tromle- og parkeringsbremseser som standard.



Den unikke mekanisme gør sammenklapning enkel.



Kombiner hoftestøtte, sete og 3-dimensionale justerbare underarmsstøtter for stabilt gangmønster.



Individuelt højde- og bredte justerbare håndtag med bremseser.



Et gradert skala forenkler justering af håndtagene.

Varenr	Varenavn
1300-1033	Str. 1 inkl. bak- og retningspærre, slæbebremse
1300-1034	Str. 2 inkl. bak- og retningspærre, slæbebremse
1300-1035	Str. 3 inkl. bak- og retningspærre, slæbebremse
1300-1037	Str. 4 inkl. bak- og retningspærre, slæbebremse
1300-1012	Str. 1 udendørs inkl tromle/parkering/slæbe-bremse, bak/retningspærre
1300-1015	Str. 2 udendørs inkl. tromle/parkering/slæbe-bremse, bak/retningspærre
1300-1017	Str 3 udendørs inkl tromle/parkering/slæbe-bremse, bak/retningspærre
1300-1019	Str 4 udendørs inkl. tromle/parkering/slæbe-bremse, bak/retningspærre
Tilbehør	Varenavn
1313-1029	Underarmstøtte Malte str. 1 hø. m. håndtag
1313-1030	Underarmstøtte Malte str. 1 ve. m. håndtag
1313-1031	Underarmstøtte Malte str. 2 hø. m. håndtag
1313-1032	Underarmstøtte Malte str. 2 ve. m. håndtag
1313-1019	Underarmstøtte Malte str. 1 hø. m gribekugle
1313-1020	Underarmstøtte Malte str. 1 ve. m gribekugle
1313-1021	Underarmstøtte Malte str. 2 hø. m gribekugle
1313-1022	Underarmstøtte Malte str. 2 ve. m gribekugle
1306-1039	Tværhåndtag Malte str. 1 oprejselig
1306-1040	Tværhåndtag Malte str. 2 oprejselig
1306-1041	Tværhåndtag Malte str. 3 oprejselig
1302-1008	Endestop Malte kørehåndtag, par
1306-1047	Kurv Malte
1313-1003	Hoftestøtte Malte str. 1
1313-1004	Hoftestøtte Malte str. 2
1313-1005	Hoftestøtte Malte str. 3
1313-1035	Hoftestøtte Malte str. 4
1307-1005	Sæde Malte str. 1 oprejselig
1307-1006	Sæde Malte str. 2 oprejselig
1307-1007	Sæde Malte str. 3-4 oprejselig
1306-1019	Håndbremse Malte str. 1 komplet
1306-1020	Håndbremse Malte str. 2 komplet
1302-1002	Håndbremse Malte str. 3 komplet
1306-1021	Håndbremse Malte str. 4 komplet
1306-1073	Antitiphjul Malte str 1
1306-1071	Antitiphjul Malte str 2-4
1306-1093	Antitiphjul Malte Outdoor alle str
1306-1005	Afviserhjul sæt



medemagruppen

Medema A/S - Enggårdvej 7 - 7400 Herning - Tlf 70 10 17 55 - info@medema.com - www.medema.com