



medemagruppen



medemagruppen
Swing bad og toiletstol

Swing

bad og toiletstol



- Rustfrit understel
- Hjulset som tåler klorvand
- Højderregulering
- Trinløs sædetilt
- Udsvingbart bord
- Potte
- Helstøbt udsvingbart bord

Standard

- Hovedstøtte
- Helstøbt polsterindsats
- Helstøbt benstøtte
- Polstret hoftebælte
- Fodremme
- Potteholder og potte
- Hjul med bremse
- Bord/armleæn udsvingbart
- Højderregulering med snaplås - uden værktøj

Swing toiletstol udmærker sig med glimrende anatomi, rene linjer og højt funktionsniveau.

Stolen lader sig enkelt trille over et toilet og sædetilten betjenes fra fronten af stolen, noget som er praktisk ved daglig brug. Swing leveres i fem størrelser.

Swing	Str 0	Str 1	Str 2	Str 3	Str 4
Sædebredde foran, cm	31	36	41	46	51
Sædebredde bak, cm	26	31	36	41	46
Sædedybde, cm	31	36	41	46	48
Ryghøjde, cm	46	51	56	61	63
Sædevinkel, grader	(-) 5 til 35	(-) 5 til 35	(-) 5 til 35	(-) 5 til 35	(-) 5 til 25
Maks. læglængde, cm	38	38	48	48	48
Sædehøjde, cm	47 – 57	45 – 55	42 – 52	42 – 52	42 – 52
Total bredde, cm	57	62	67	72	75
Total længde, cm	72	77	77	77	77
Egenvægt, kg	24	25	25	26	32
Maks brugervægt, kg.	60	80	100	120	150

Bestillingsdata

Varenr.	Varenavn
4500-1080	Badestol Swing str0 sb26 sd31 sh45-53 hjul armlæn udsving benst. hel tilt skalsæde pols
4500-1076	Badestol Swing str1 sb31 sd36 sh45-53 hjul armlæn udsving benst. hel tilt skalsæde pols
4500-1077	Badestol Swing str2 sb36 sd41 sh45-53 hjul armlæn udsving benst. hel tilt skalsæde pols
4500-1078	Badestol Swing str3 sb41 sd46 sh45-53 hjul armlæn udsving benst hel tilt skalsæde pols
4500-1079	Badestol Swing str4 sb46 sd48 sh45-53 hjul armlæn udsving benst hel tilt skalsæde pols
Tilbehør	Varenavn
4502-1050	Låg til potte bad og toilet stol Swing
4513-1014	Abduktionsklods/stænkskærm bad og toilet stol Swing str0-1
4513-1019	Abduktionsklods/stænkskærm bad og toilet stol Swing str2-4
4512-1007	H-bælte bad og toilet stol Swing str. 0-1 komplet m holder
4512-1014	H-bælte, bad og toilet stol Swing str. 2 komplet m holder
4512-1019	H-bælte, bad og toilet stol Swing str. 3-4 komplet m holder
4512-1012	Vest bad og toilet stol Swing str0-1
4512-1016	Vest bad og toilet stol Swing str2
4512-1021	Vest bad og toilet stol Swing str3-4



Tilbehør



Stænkskærm/abduktionsklods



Vest



medemagruppen