


Vedr.:  Antikiphjul X-model	PUP nr.:	20-014
	Udarbejdet af:	LPA
	Dato:	13-11-2019
	Intern <input type="checkbox"/>	Ekstern <input checked="" type="checkbox"/>

Antikiphjul X-model er ændret en smule, og der er nu en højre og venstre udgave.

Ændringen er gældende fra og med serienummer: 03-50303-20-10



Bagsvingeren er opdateret med en lille forstærkning her.

På grund af en lille ændring på bagsvingeren var det nødvendigt at lave en tilpasning på Antikiphjul til højre side.

Venstre side er uforandret.




**Klaus Smedegaard**  
R & D Manager



Regarding:  Anti-tilt wheels X-models	PUP No.:	20-014
	Prepared by:	LPA
	Date:	13-11-2019
	Internal <input type="checkbox"/>	External <input checked="" type="checkbox"/>

Anti-tilt wheels for X-models have changed a little bit. And now there is a left and a right version.

The change is effective as of this serial No: 03-50303-20-10



The rear suspension is updated with a small reinforcement here.

Because of the change on the rear suspension we had to make an adjustment on the Anti-tilt wheel on the right side.

Left Anti-tilt wheel has not changed.



**Klaus Smedegaard**  
R & D Manager

