



medemagruppen

medemagruppen

Positioneringssystem



STEALTH POSITIONING




Velkommen til et nyt Skandinavisk sortiment på fikseringsudstyr!

Medema gruppen har sammen med Stealth glæden af, at præsentere fælles sortiment af fikseringsudstyr i Norge, Danmark og Sverige.

Her er der lagt vægt på detaljer og høj kvalitet på materialevalg.

Stealth har gennem flere årtier været en af verdens ledende producenter af positioneringsudstyr. Denne brochure vil præsentere «Software» altså produkter som hoftebælter, fikseringsveste, fodfiksering mm.



Åndbart materiale

Konstrueret af et unikt materiale med åben celle struktur, som lader luft cirkulere og fugt slippe ud. Dette bidrager til reduceret varmeopbygning og en køligere, tør og mere komfortabel brugeroplevelse.



Dynamisk støtte og komfort

Dynamisk støtte giver holdningskontrol, en vis grad af bevægelse og opleves ofte, som bedre pasform mod kroppen. Brugeren har bevægelse indenfor et begrænset område, så man lettere kan komme tilbage til sin neutrale position.



Svingbare spænder

Svingbare spænder på de nederste stropper tillader selvjustering og støtter den rigtige monteringsvinkel.



Lange stropper

Sørger for rigtig positionering af de øverste udløsespænder.



Tips til at lykkes med fiksering:

1. Brug så lidt fiksering som muligt, men sørg for, at den er placeret på rette sted
2. Hold hoftebæltet stramt og maksimalt 45 grader over hoftekammen
3. Hvis bruger glider ud, brug evt. 4-punktsbælte med støtte godt ved bækkenpartiet/lårpartiet
4. Brug evt. 2- eller 4-punktshoftebælte ved rotation i hoftepartiet
5. Undgå at bruger modarbejder fikseringen over længere tid, målet er at aflaste og støtte, ikke at øge spastisitet og muskelspænding
6. Brug den rigtige type fiksering på overkrop og sørg for at overkropsfikseringen ikke klemmer mod bløde kropsdele, eller kommer i vejen for luftvejene
7. Sørg for god hygiejne af fikseringsudstyret


- Åndbart materiale
- Dynamisk og struktureret støtte
- Svingbare spænder
- Stort udvalg af størrelser
- Gennemtænkt ergonomi



Hoftebælder


- Hjælp til at opretholde en neutral bækkenposition, som direkte påvirker den siddende kropsholdning og fordeler trykket på den rigtige måde.
- Øget siddestabilitet reducer indsatsen som man behøver for at sidde oprejst og letter bevægelser i øvre ekstremiteter.
- Bidrager til rigtig hovedpositionering
- Reducerer negative holdningstendenser som kan føre til ortopædiske asymmetrier og andre sekundære medicinske komplikationer.

Polster 2-punkt hoftebælder



	A	B	C
XS	11 cm	4 cm	3 cm
S	14 cm	4 cm	3 cm
M	19 cm	6 cm	4 cm
L	24 cm	7 cm	6 cm
XL	29 cm	7 cm	6 cm


Hoftebælte 2-punkt



	A	B	C
XS	11 cm	4 cm	3 cm
S	14 cm	4 cm	3 cm
M	19 cm	6 cm	4 cm
L	24 cm	7 cm	6 cm
XL	29 cm	7 cm	6 cm

Varenr	Varenavn
2012-1366	Stealth hoftebælte 2-pkt, centertræk,tryksp, XS
2012-1367	Stealth hoftebælte 2-pkt, centertræk,tryksp, S
2012-1409	Stealth hoftebælte 2-pkt, centertræk,tryksp, M
2012-1410	Stealth hoftebælte 2-pkt, centertræk,tryksp, L
2012-1411	Stealth hoftebælte 2-pkt, centertræk,tryksp, XL
2012-1327	Stealth hoftebælte 2-pkt, centertræk,plastspænde,M
2012-1331	Stealth hoftebælte 2-pkt, centertræk,plastspænde,L
2012-1332	Stealth hoftebælte 2-pkt, centertræk,plastspænde,XL
2012-1412	Stealth hoftebælte 2-pkt. dobbelttræk,tryksp,XS
2012-1322	Stealth hoftebælte 2-pkt. dobbelttræk,tryksp,S
2012-1329	Stealth hoftebælte 2-pkt. dobbelttræk,tryksp,M
2012-1333	Stealth hoftebælte 2-pkt. dobbelttræk,tryksp,L
2012-1334	Stealth hoftebælte 2-pkt. dobbelttræk,tryksp,XL

Hoftebælte 4-punkt



A	B	C	D	Spenne	Str
81 cm	69 cm	51cm	3 cm	Trykknapp	XS
81 cm	69 cm	51cm	4 cm	Trykknapp	S / M / L

Varenr	Varenavn
2012-1391	Stealth hoftebælte 4-pkt.centertræk,tryksp,XS
2012-1392	Stealth hoftebælte 4-pkt.centertræk,tryksp,S
2412-1026	Stealth hoftebælte 4-pkt.centertræk,tryksp,M
2012-1325	Stealth hoftebælte 4-pkt.centertræk,tryksp,L

Vigtigt tilbehør



Sikkerhedsovertræk



Cam lock



Spændrør



Montagesæt MC


Varenr	Varenavn
2012-1434	Sikkerhedsovertræk tk spænde Stealth hoftebælte XS og S
2012-1435	Sikkerhedsovertræk tk spænde Stealth hoftebælte M og L
2012-1436	Fastgørelsesspænde Stealth cam lock XS-S
2012-1437	Fastgørelsesspænde Stealth cam lock M-L
2012-1438	Fastgørelsesspænde Stealth cam lock L-XL
2012-1439	Spændrør Stealth fiksering 22-25mm hoftebælter 2 stk
2012-1440	Justerbeslag op/ned fikseringsvest Stealth ryg
2012-1460	Montagesæt MC EL Stealth 2 punkts hoftebælte
2012-1461	Montagesæt MC EL Stealth 4 punkts hoftebælte
2012-1462	Montagesæt MC EL Stealth brystbælte
2012-1463	Montagesæt MC EL Stealth vest
2012-1464	Montagesæt MC EL Stealth ankelfiksering



Justerbeslag op/ned

Classic Style


Classic Style har stor understøttelsesflade og dynamisk funktionalitet



	A	B	C	D	E	F	G	H
XS	19 cm	32 cm	5 cm	9 cm	19 cm	9 cm	8 cm	5 cm
S	22 cm	39 cm	5 cm	11 cm	23 cm	10 cm	10 cm	5 cm
M	24 cm	48 cm	5 cm	14 cm	28 cm	13 cm	13 cm	7 cm
L	27 cm	57 cm	5 cm	17 cm	33 cm	15 cm	15 cm	9 cm
XL	29 cm	65 cm	6 cm	17 cm	36 cm	18 cm	18 cm	11 cm

Contoured Style (smal Dynamic)

Contoured Style har mindre understøttelsesflade og giver mindre pres mod brystpartiet, desuden har den større udskæring ved halsregionen. Kan også være enklere at bruge ved sondemadning.



	A	B	C	D	E	F	G	H
XS	19 cm	32 cm	5 cm	9 cm	19 cm	3 cm	9 cm	3 cm
S	22 cm	39 cm	5 cm	11 cm	23 cm	3 cm	11 cm	4 cm
M	24 cm	48 cm	5 cm	14 cm	28 cm	3 cm	13 cm	6 cm
L	27 cm	57 cm	5 cm	17 cm	33 cm	3 cm	15 cm	9 cm
XL	29 cm	65 cm	6 cm	17 cm	36 cm	4 cm	18 cm	11 cm



Classic Dynamic



Contoured Dynamic




Classic Dynamic lynlås

Varenr	Varenavn
2012-1393	Fikseringsvest stealth, classic dynamic, XS
2012-1364	Fikseringsvest stealth, classic dynamic, S
2012-1337	Fikseringsvest stealth, classic dynamic, M
2012-1339	Fikseringsvest stealth, classic dynamic, L
2012-1441	Fikseringsvest stealth, classic dynamic, XL
2012-1442	Fikseringsvest stealth, contoured dynamic, XS
2012-1443	Fikseringsvest stealth, contoured dynamic, S
2012-1444	Fikseringsvest stealth, contoured dynamic, M
2012-1445	Fikseringsvest stealth, contoured dynamic, L
2012-1446	Fikseringsvest stealth, contoured dynamic, XL
2012-1447	Fikseringsvest stealth, classic dynamic lynlås, XS
2012-1448	Fikseringsvest stealth, classic dynamic lynlås, S
2012-1449	Fikseringsvest stealth, classic dynamic lynlås, M
2012-1450	Fikseringsvest stealth, classic dynamic lynlås, L
2012-1451	Fikseringsvest stealth, classic dynamic lynlås, XL

H-STYLE Fikseringsvest



	A	B	C
XS	7 cm	22 cm	4 cm
S	8 cm	31cm	5 cm
M	10 cm	35 cm	6 cm
L	11cm	41cm	7 cm




Varenr	Varenavn
2012-1465	Fiksering Stealth H-brystsele, XS
2012-1466	Fiksering Stealth H-brystsele, S
2012-1467	Fiksering Stealth H-brystsele, M
2012-1468	Fiksering Stealth H-brystsele, L

Brystbælte Dynamisk



	A	B	C
XS	36 cm	7 cm	9 cm
S	41 cm	7 cm	10 cm
M	46 cm	8 cm	10 cm
L	53 cm	8 cm	11 cm
XL	58 cm	8 cm	12 cm




Varenr	Varenavn
2012-1360	Brystbælte stealth, dynamisk 35cm, XS
2012-1361	Brystbælte stealth, dynamisk 40cm, S
2012-1362	Brystbælte stealth, dynamisk 45cm, M
2012-1320	Brystbælte stealth, dynamisk 50cm, L

Y-Brystbælte



	A	B	C
S	48 cm	20 cm	5 cm
M	56 cm	23 cm	6 cm
L	64 cm	28 cm	6 cm




Varenr	Varenavn
2012-1452	Fiksering Stealth Y-brystsele, S
2012-1453	Fiksering Stealth Y-brystsele, M
2012-1454	Fiksering Stealth Y-brystsele, L

Ankelfiksering



A

XS	22 cm
S	23 cm
M	25 cm
L	29 cm
XL	32 cm



Varenr	Varenavn
2012-1455	Ankelbespænding Stealth med spænde, XS
2012-1456	Ankelbespænding Stealth med spænde, S
2012-1457	Ankelbespænding Stealth med spænde, M
2012-1458	Ankelbespænding Stealth med spænde, L
2012-1459	Ankelbespænding Stealth med spænde, XL



medemagruppen